


## AMOS Tire-lait manuel **VARYFLO™**



DE	Um die Gebrauchsanleitung auf Deutsch zu erhalten, besuchen Sie bitte nachfolgende Webadresse...
FR	Pour le manuel d'instructions...
ES	Para el manual de instrucciones...
CN	中文用户使用指导手册请下载...
KR	한국어 사용설명서는...

[www.amosbaby.com/downloads](http://www.amosbaby.com/downloads)

# AMOS Tire-lait manuel **VARYFLO™**

## MODE D'EMPLOI

Vous avez choisi d'allaiter

Votre lait est parfaitement adapté aux besoins de votre bébé et contient des anticorps qui le protègent de certaines maladies ou allergies. L'allaitement maternel est aussi un moment privilégié de complicité intense entre vous et votre bébé, qui vous apporte à l'un et à l'autre bien-être et sérénité.

Prenez quelques minutes pour lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser votre tire-lait VARYFLO pour la première fois.

### 1 – Quand utiliser le tire-lait manuel?

Le tire-lait manuel a été conçu pour vous faciliter l'allaitement en toutes circonstances.

- il vous permet de vous absenter sans votre bébé pour une durée plus ou moins longues – toutes en continuant à l'alimenter avec votre lait: en votre absence, une autre personne comme le papa ou la nourrice peut alors le nourrir facilement avec votre lait que vous aurez stocké au réfrigérateur (3 jours max.) ou au congélateur (6 mois max.) (*voir point 5*).
- il vous permet également de nourrir votre bébé avec votre lait en cas de séparation mère enfant (bébé prématuré, hospitaliser par exemple) ou en cas de reprise d'activité professionnelle.
- il facilite le servage et permet un allaitement mixte sein/biberon pendant cette période.
- il vous soulage si vous avez trop de lait: tirer un peu de lait permet de désengorger le sein et d'extraire les résidus de lait après la tétée.
- il permet de faire ressortir les mamelons rentrés (ombiliqués) et rend votre poitrine plus souple pour que bébé tète plus facilement.

Notre technologie originale Suisse qui allie puissance d'extraction à un confort absolu pour la maman: le tire-lait VARYFLO est naturellement efficace et le débit réglable personnalisable vous permet de retrouver immédiatement les sensations de bébé au sein. Il est très doux et respecte votre poitrine grâce au coussinet protecteur massant et stimulateur de la montée de lait.

### 2 – Présentation des pièces du tire-lait (*voir figure A*)

1. Réglage de la puissance d'aspiration
2. Pompe
3. Couvercle avec tubulure d'aspiration
4. Capuchon anti-débordement
5. Entonnoir
6. Coussinet protecteur massant en silicone
7. Porte-valve
8. Valve en silicone
9. Biberon
10. Pieds
11. Bague de vissage pour biberon
12. Capot
13. Couvercle pour bague de vissage
14. Tétine

### 3 – Conseils d'utilisation

Tirer son lait nécessite un peu de pratique: vous devrez peut-être faire plusieurs essais, mais nous sommes persuadés que vous prendrez très vite l'habitude grâce à la maniabilité et à la facilité d'utilisation du tire-lait manuel VARYFLO.

- Choisissez un moment calme, installez-vous dans une position confortable (si possible légèrement penchée en avant) afin d'être totalement relaxée et pensez à votre bébé.
- Vous pouvez préparer vos seins en appliquant au préalable les coussinets apaisants et raffermissants en utilisation chaude: ils détendront vos seins et faciliteront l'extraction du lait.
- Tirez le lait alternativement sur les deux seins.
- Ne vous inquiétez pas si, au départ, il faut attendre un peu avant que le lait ne s'écoule avec un bon débit. Ceci est tout à fait normal car, en général, la production de lait s'adapte aux besoins quotidiens.

### 4 – Mode d'emploi

- Lavez-vous soigneusement les mains et veillez à ce que vos seins soient propres: assurez-vous également que le tire-lait soit stérilisé (*voir point 7*).
- Placez l'entonnoir sur le sein de manière à ce que le mamelon se trouve au milieu du coussinet protecteur massant. Faites bien adhérer le coussinet à votre poitrine afin qu'il n'y ait pas d'appel d'air sur les côtés.
- Veillez à ce que le biberon soit maintenu en position vertical vers le bas pour que le lait s'écoule dedans et non dans la pompe.
- Commencez à tirer votre lait en réglant la puissance d'aspiration au plus bas afin de ne pas brusquer votre sein. Vous pourrez l'augmenter progressivement en fonction de vos besoins physiologiques et de votre propre sensibilité. Le coussinet protecteur massant placé sur l'entonnoir stimule naturellement la montée de lait, comme lorsque bébé est au sein.
- Attention: il est conseillé d'enduire régulièrement le joint du piston dans la poignée avec l'huile pour bébé (*voir fig. B*).

### 5 – Conservation du lait maternel

- Dans le biberon AMOS avec lequel vous avez tiré votre lait maternel le lait se conserve pour 3 jours au réfrigérateur. Le biberon doit être bien fermé avec le couvercle pour bague des visages.
- Vous pouvez également le transvaser dans un récipient stérilisé et qui supporte la congélation et le placer pour 6 mois maximum au congélateur (min. -18°C).
- Le lait maternel ne doit pas être décongelé aux micro-ondes afin de préserver toute sa valeur nutritionnelle. Mettez-le au réfrigérateur ou, en cas d'urgence, sous l'eau chaude.

### 6 – Démontage du tire-lait manuel

1. Retirez le coussinet en silicone **6** de l'entonnoir **5**.
2. Séparez la pompe **2** de l'entonnoir **5** (*fig. H*). Tirez délicatement la pompe **2** en arrière et vers le haut, afin de d'éclipser la pompe **2** de l'entonnoir **5**. Dégagez la pompe **2** par le haut.
3. Poussez le couvercle **3** vers le haut pour le dégager. Il se peut qu'au début, il faille forcer un peu (*fig. I*).
4. Retirez le capuchon anti-débordement **4**.
5. Si le biberon est vissé sur le tire-lait: dévissez l'entonnoir **5** pour le séparer du biberon **9**.
6. Tirez le porte-valve **7** hors de l'entonnoir **5**.
7. Détachez la valve **8** de la porte valve **7**.

### 7 – Nettoyage et stérilisation

Après chaque utilisation, il faut nettoyer, puis faire bouillir ou stériliser toutes les pièces de l'appareil qui sont en contact avec le lait. Ceci est important pour qu'il n'y ait pas de résidus de lait.

1. Nettoyez toutes les pièces en évitant de les passer au lave-vaisselle, **à l'exception de la pompe 2**.
2. Stériliser ensuite toutes les pièces, **à l'exception de la pompe 2**, dans un stérilisateur ou en faisant bouillir pendant 5 minutes. Il est préférable de ne pas stériliser ces pièces aux micro-ondes.
3. Essuyez seulement la pompe **2** avec un chiffon humide et propre.

## 8 – Assemblage

1. Placer le capuchon anti-débordement **4** dans l'ouverture supérieure de l'entonnoir **5** (*fig. C*)
2. Enfoncer bien le couvercle **3** avec force sur le capuchon anti-débordement **4** jusqu'à entendre un clic. Il se peut qu'au début, il faille forcer un peu pour enfoncer complètement le couvercle (*fig. D*)
3. Emboîtez la valve **8** sur la porte-valve **7** (*fig. E*).
4. Placer le porte-valve **7** avec la valve **8** au l'entonnoir **5** (*fig. F*).
5. Vissez l'entonnoir **5** sur le biberon **9**.
6. Prenez la pompe **2** et insérez la pointe d'aspiration du couvercle **3** complètement dans le trou de la pompe **2** (*fig. G*).
7. Enforcer la pompe **2** sur entonnoir **5** en pressant suffisamment fort pour que l'arceau s'insère avec un déclic (*fig. G*).
8. Placer le coussinet en silicone **6** dans l'entonnoir **5**.

## 9 – En cas de problème

1. La pompe n'aspire pas:
  - vérifiez que toutes les pièces sont bien assemblées et/ou bien enfoncées et dans le bon sens.
  - vérifiez bien que le couvercle **3** est correctement fixé dans la pompe **2**.
  - vérifiez que le bouton de réglage de l'aspiration **1** est bien enfoncé. Sinon, enlevez-le et enfoncez-le à nouveau en le tournant légèrement.
  - vérifiez que l'air ne rentre pas entre votre sein et le coussinet protecteur massant **6**. Pour cela, votre sein doit être bien plaqué contre le coussinet.
  - vérifiez que le joint dans la pompe **2** reste bien emboîté quand vous actionnez la pompe.
  - si le lait ne vient pas, ne vous acharnez pas : vous remmènerez plus tard.
2. La poignée s'ouvre et se referme mal : enlevez la pompe **2**, ouvrez-la au maximum et appliquez un peu de l'huile pour bébé sur le joint à l'intérieur.
3. Le bouton de réglage de la puissance **1** ne tourne plus : enlevez le bouton de réglage **1**, mettez quelques gouttes d'huile pour bébé à l'intérieur, et refixer-le sur la pompe **2**.
4. Il y a du lait entre le coussinet protecteur massant **6** et l'entonnoir **5** : remplacez-le afin qu'il soit placé au fond de l'entonnoir et qu'il adhère bien aux parois. Penchez vous en avant quand vous actionnez poignée.





## Biberon 125 ml






### Consignes d'utilisation

Nettoyez le produit avant chaque utilisation pour une bonne hygiène. Pour ce faire, rincez soigneusement toutes les pièces et stérilisez-les en faisant bouillir 5 minutes dans l'eau. Immergez complètement les pièces dans l'eau bouillante. Ne le nettoyez jamais à l'autocuiseur pour éviter de les endommager. Vous pouvez laver ce produit au lave-vaisselle, en plaçant les composants désassemblés dans le panier supérieur uniquement. Laissez-les toujours refroidir et séchez-les bien avant de les utiliser. Inspectez le produit avant chaque utilisation en tirant la tétine dans tous les sens. Jetez-la dès qu'elle présente le moindre signe de dommage ou de fragilité. N'exposez pas la tétine à la lumière directe du soleil ni à la chaleur. Ne la laissez pas plus longtemps que préconisé dans la solution de stérilisation, cela peut fragiliser la tétine. Les motifs à la surface du biberon peuvent s'estomper avec le temps du fait des lavages et stérilisations répétés. Ceci est normal et sans danger, car les encres utilisées pour l'impression sont non toxiques et agréées pour le contact alimentaire et humain. Vissez fermement la tétine au biberon pour l'utiliser.

## Pour la sécurité et la santé de votre enfant – ATTENTION !

Utilisez toujours ce produit sous la surveillance d'un adulte. Gardez tous les composants non utilisés hors de la portée des enfants. N'utilisez jamais les tétines de biberon en guise de sucette. La succion continue et prolongée de liquides peut provoquer des caries. Vérifiez toujours la température des aliments si vous les réchauffez aux micro-ondes. Le réchauffement aux micro-ondes peut provoquer des températures très élevées de façon localisée. Mélangez toujours la nourriture réchauffée pour assurer une bonne répartition de la chaleur et testez la température avant de servir. Inspectez soigneusement le produit avant chaque utilisation et jetez-le s'il est endommagé. Conservez-le dans un endroit sec et frais, hors de portée des enfants. Ne laissez jamais les enfants sans surveillance !





## Product Facts

1	Suction strength adjuster	Thermoplastic Elastomer (TPE)
2	Pump	Polypropylene (PP) + Stainless Steel
3	Lid with suction tube	Polypropylene (PP)
4	Anti-overflow cap	Liquid Silicone Rubber (LSR)
5	Funnel	Co-polyester (COP)
6	Massaging breast shield	Liquid Silicone Rubber (LSR)
7	Valve holder	Polypropylene (PP)
8	Valve	Liquid Silicone Rubber (LSR)
9	Baby bottle 125ml	Polypropylene (PP)
10	Base	Polypropylene (PP)
11	Screw-cap	Polypropylene (PP)
12	Hood	Polypropylene (PP)
13	Disc	Polypropylene (PP)
14	Nipple / Teat	Liquid Silicone Rubber (LSR)

**Cleaning Temperature (unassembled)\* 4 - 100°C**

**Serving Temperature (bottle contents)\*\* 37 - 38°C**

\* Recommended typical guidelines. All parts must be completely immersed in water when boiling and not in direct contact with heated surfaces. Follow instructions provided with your sterilizing and / or warming equipment.

Additional precautions may be necessary.

\*\* Recommended typical guidelines for feeding. Always check temperature of contents before feeding. Please read the enclosed instructions.

Bottle conforms to European Standard EN 14350

**AMOS Europe GmbH**  
CH-8106 Regensdorf  
SWITZERLAND  
[www.amosbaby.com](http://www.amosbaby.com)